



学校プール検査がはじまります

事務局より学校プール検査の検査資材一式を支部へ送付しましたので、近日中に支部より学薬担当の方へ配布されます。プール開き及び実施可能日を確認し、学校と良く日程を相談のうえ、平成26年6月10日～7月24日(木)(夏休みに入る前まで)に実施して下さい。検体の持込は月曜日から木曜日までの午前9時から午後4時30分までに(株)ヴェオリア・ウォーター・インダストリーズ・ジャパン 1F 受付(045-752-2421)に提出して下さい。金～日曜日及び7月21日(月・祝)の持込は出来ませんのでご注意下さい。

ダニアレルゲン検査について

例年同様アサヒフードアンドヘルスケア(株)の『ダニスキャン』を使用し、各校とも保健室の寝具またはカーペット敷きの教室等の1箇所を検査実施していただきます。夏休み明け前後に検査を実施してください。

エピペンの実習について

新学期が始まってアレルギーをお持ちの生徒さんが入学した学校も多いようです。今の時期にエピペンの使い方を実習される学校もあり、繁忙期や予約が多数ある場合は各学校10本程度の貸出となるそうです。夏休み前は集中して特に貸し出しが困難とのこと。エピペンについて昨年の11月に学校薬剤師部会研修会で講演していただいたファイザーの担当者の方によりますと、貸出本数が不足する場合ご相談いただければ調整可能な範囲で協力下さるとのことでした。ご希望の方は市薬事務局までご連絡ください。

簡易微生物検出スワブの検査試薬について(旧チェックスリー)

食中毒が心配されるこれからの季節に、事務局では「簡易微生物検出スワブの検査試薬」を実費で販売しています。大腸菌群・サルモネラ菌・黄色ブドウ球菌、各1本からの販売で税込324円です。購入希望の方は事務局までご連絡ください。試薬の在庫状況の都合上、使用日の2週間前までにご連絡をください。

～商品紹介～

色の変化で簡単・正確・迅速に、どなたでも環境中の主な食中毒菌の有無を検査することができる検査試薬です。給食場の調理設備・器具、従業員の手指の衛生状態の確認や衛生指導にご使用いただけます。

- 1. ふき取る 2. 培養する(35℃で24時間) 3. 判定する 簡単3ステップです。
- 培地調整がされており、殺菌液も一体型となった簡単設計です(滅菌器不要)。
- 選択培地を使用しており、色の変化で判定するため、正確な判定ができます。
- 24時間での迅速な判定ができます。

使用方法

step 1



ふき取る

step 2



培養する

step 3



判定する

判定方法

色の変化により判定を行います
約35℃で24時間培養後、
右記判定表に従い結果判定を行ってください。

